



- è HyAgarose™ 绿色选择
- è 高分辨率让您一目了然
- è 极低背景给您清新视野
- è 高强度凝胶让您操作轻松自如
- è 低电渗加快条带移动为您节约实验时间
- è 稳定品质使您的实验结果良好重现

## HyAgarose™ 绿色选择

HyAgarose™ LE 高纯度低电渗 (Low EEO) 多用途琼脂糖, 采用绿色环保的原创工艺, 生产全程不使用有机溶剂, 减少对环境污染, 减少对操作者和样品影响。

高纯度, 低电渗, 高分辨率, 适用于凝胶电泳。

室温, 干燥保存。

## 质量指标

产品名称	HyAgarose™ 低电渗琼脂糖
CAS	9012-36-6
外观	白色粉末
EEO	≤ 0.13
凝胶温度	36°C±1.5°C (1.5% gel)
融胶温度	88°C±1.5°C (1.5% gel)
溶解性	无色清澈胶液
水分	≤ 10%
凝胶强度	≥1200 g/cm <sup>2</sup> (1% gel)
硫化物 (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	≤ 0.15%
灰分	≤ 0.5%
DNA 酶 & RNA 酶	不得检出
蛋白酶	不得检出
核酸内切酶	不得检出

## 订购信息

R9012LE-100g	LE Agarose, Multi-purpose, 100g
R9012LE-500g	LE Agarose, Multi-purpose, 500g

**HydraGene Co., Ltd.**

Tel: (973) 978-7888 | Fax: (732)469-0333

E-mail: [sales@actgene.com](mailto:sales@actgene.com)

